

SYNA

— Needle Free Injector —

User Manual


Model : GSP-2000

SYNA

— Needle Free Injector —

User Manual

Model : GSP-2000



GCS
We make the healthy beauty together
Healthcare

GCS
We make the healthy beauty together
Healthcare

User Manual

For safe use, be sure to read this manual before use, and use it correctly according to the contents described. Also, please keep this manual for future use.
When you transfer this product to someone else, be sure to hand it over with this manual.

* This product is not a medical device, so it cannot be used for medical and drug injections.


Table of Contents

1. Product Composition and Names | 03
2. How to Use | 04
3. Cautions | 07
 - Product-Related Cautions
 - Precautions for Use
4. Product Specifications | 08
5. Service and Support | 08
6. Warranty | 09

1 Product Composition and Names

① Main Body 1ea	② Gun 1ea
③ Power Cable 1ea	④ Manual

① Main Body



② Gun




③ Power Cable



④ Manual




2 How to Use




Gun Connection

Before using the device, connect the Gun line to the front of Gun Connector of the Main Body.




Power Connection

Connect the Power Cable to the back of Main Body, then turn on the power switch to supply power to the device.




Syringe Connection

After filling the ampoule in the 0.5cc Syringe, connect the Syringe to the front part of the Gun by turning it clockwise as shown in the picture. (Refer to 2-1)



Mode / Level Selection

Press the Controller on the Main Body to select the desired mode (Face / Body). After selecting the mode, turn the Controller left or right to select the desired level. The level can be adjusted from 1 to 4 for each mode. (Refer to 2-2)




Shot Operation


Put the nozzle part of the Syringe to the skin area you want and press the Gun Operation Button. (Refer to 2-3)

2-1 How to use the Syringe and Optional accessories (sold separately)

■ Optional accessories (sold separately)




- ① Attach the Adapter to the cap of the vial.
Syringe + Adapter + Vial Assembly




- ② Connect the Syringe to the Adapter and fill the ampoule to the required quantity (0.5cc or less). Before connecting to the Gun, check if there is air in the Syringe, and if there is, push the Syringe plunger to remove the air.
- ③ Connect the filled Syringe to the Gun by turning it clockwise.
- ④ When performing a shot, it is recommended to put the Syringe Cap on the Syringe nozzle to improve skin adhesion and prevent ampoule leakage.

■ Assembly of Syringe · Syringe Cap · Gun



2-2 How to Use the Controller



- ① Lightly press the center of the Controller button to set the desired mode (Face / Body).
- ② Turn the Controller left and right to set the level (1 – 4) for each mode. (Left: Decrease Level / Right: Increase Level)

2-3 How to Use the Gun · Syringe

- ① When you press the Gun Operation Button, the ampoule is discharged. (1 shot / 1 operation)
- ② Put the Syringe at a right angle (90 degree) on the skin, then press the Gun Operation Button.
- ③ When the ampoule is used up, replace it with a filled Syringe.
- ④ If some residue is not injected, increase the one level.

■ Recommended usage level for each mode and part.

Face Mode Level 1 – 4		Body Mode Level 1 – 4	
Level 1	Eyelids, Eye Bags & Dark Circle Forehead	Level 1-2	Detox and Pain Relief – Whole body (Neck, Shoulders, Back, Arms, Legs, Knees, Abdomen, Vulva)
Level 2	Forehead, Crow's feet, Nose Tip & Bridge, Temple	Level 3-4	Body Contouring – Whole body (Upper Arms, Back, Abdomen, Flanks, Thighs etc.)
Level 3	Chin, Cheeks, Nasolabial Folds		
Level 4	Double chin, Square Jaw, Neck and Other Thick Skin Areas		

※ The usage area for each level may vary depending on skin types.

3 Cautions

■ Cautions about Product

- ① To avoid overheating, allow the product to rest for 5–10 minutes after an hour of continuous use.
- ② The Syringe is for single use only. Please do not reuse.
- ③ Make sure the Syringe put the skin closely before shot operation. Ensure there is no gap between the Syringe and your skin.
- ④ If the Syringe is pressed too firmly against the skin, it may not discharge due to air pressure interference. This is not a defect. Adjust the contact pressure and try shot again.
- ⑤ For your safety, do not attempt to disassemble, repair, or alter the product. This may lead to fire, electric shock, or injury due to malfunction.
- ⑥ Handle the product with care to prevent any accidental drops or impact that could damage it.
- ⑦ When unplugging the device, grasp the plug itself rather than the cord to prevent potential injury or damage to the device.
- ⑧ When the device is not in use for a long term, ensure it is kept powered off.
- ⑨ Ensure children do not use this product.

■ Precautions for Use

- ① You may experience some redness or tiny blood spots in the treated area, but these should fade within a week, depending on individual health condition.
- ② On the day of treatment, avoid applying makeup to your face. If you need to go out, please make sure to apply sunscreen.
- ③ After treatment, stay away from saunas and excessive exercise.
- ④ This product is not suitable for who has keloid skin, thin skin, skin allergies, skin diseases, hypertension, or diabetes.
- ⑤ If you're currently undergoing radiation therapy or have recently undergone surgery and haven't fully recovered, the use of this device isn't recommended.
- ⑥ After treatment, apply a soothing mask or regenerative cream to the treated area, ensuring to maintain the area clean.

4 Product Specifications

- Product Name: SYNAPLUS
- Main Function: Solenoid
- Power: 100~240V
- Power Consumption: 50W
- Packaging Unit: 1 SET
- Weight: 3.0kg
- Size: 160*330*160mm
- Country of Manufacture: South Korea
- Manufacturer: GCS Co., Ltd.



5 Service and Support

- ① Warranty Policy :
Replacement within 7 days after receipt, free repair for 1 year.
(excluding damages caused by misuse)
- ② The following cases require a paid repair :
 - ① Failure due to power supply issues or faulty connection devices.
 - ② Failure due to unauthorized repairs, structural alterations, or performance modifications.
 - ③ Cases of product damage or destruction caused by user negligence.
- ③ Customers are responsible for shipping costs incurred by paid repairs.

6 Warranty

- This product is guaranteed for quality for 1 year from the date of purchase.
- If the warranty period cannot be verified, the warranty period will apply from 3 months after the manufacturing date.
- Defects caused by the product's production process will be repaired or exchanged free of charge, depending on the condition.
- Damages caused by user negligence are not covered by free repairs, even within the warranty period.
- Repairs performed outside of our designated service centers are not covered by this quality assurance.
- The service period is not extended after either free or paid repairs.

Product Name		SYNAPLUS		Model	GSP-2000
Serial No.(S/N)					
Place of Purchase				Tel. No. of the Place of Purchase	
Date of Purchase					
Customer Informatio	Name			Tel. No.	
	Address				

* GCS Co., Ltd. products can be exchanged or compensated in accordance with the consumer dispute resolution standards set by the Fair Trade Commission.



Room 301 - 307, 33, Sagimakgol-ro 62beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea
(Sangdaewon-dong, Seongnam Center-M Knowledge Industry Center)
Tel : 02 - 555 - 1536 | Fax : 02 - 3142 - 7670
Service Center : 070 - 4350 - 6190 | Service Request: gcscv.co.kr

Korean

User Manual
Model : GSP-2000



사용 설명서

안전한 사용을 위해 사용하기 전에 반드시 본서를 읽으신 후,
기재된 내용에 따라 바르게 사용해 주십시오. 또한, 추후 사용을 위해 본서를 잘 보관해 주시고,
본 제품을 타인에게 양도할 때에는 반드시 본서와 함께 전달해 주십시오.

* 본 제품은 의료기기가 아니므로, 의료 및 약물 주입용으로 사용할 수 없습니다.


목 차

1. 제품 구성 및 명칭 | 13
2. 사용 방법 | 14
3. 주의 사항 | 17
 - 제품 관련 주의 사항
 - 사용 시 주의 사항
4. 제품 사양 | 18
5. A/S 안내 | 18
6. 품질보증서 | 19

1 제품 구성 및 명칭

① 본체 1ea	② 전용건 1ea
③ 전원 케이블 1ea	④ 메뉴얼

① 본체



② 전용건




③ 전원 케이블



④ 메뉴얼




2 사용 방법




전용전 연결

기기를 사용하기 전, 본체 전면 전용전 커넥터에 전용전 연결선을 바르게 연결 합니다.




전원 연결

전원 라인을 제품 뒷면에 연결 후, 전원 스위치를 올려 기기에 전원을 공급합니다.




실린지 연결

0.5cc 전용 실린지에 앰플을 충전한 후, 전용전 앞부분에 실린지를 시계 방향으로 돌려서 사진과 같이 연결합니다. (2-1 참조)



모드 / 레벨 선택

본체의 컨트롤러를 눌러서 원하는 모드를 (Face / Body) 선택합니다.
모드 선택 후 컨트롤러를 좌/우로 돌려서 원하는 레벨을 선택합니다. 레벨은 모드별 각 1 ~ 4 레벨까지 조절이 가능합니다. (2-2 참조)



샷동작


사용을 원하는 부위에 전용건의 실린지 앞부분을 피부에 닿게 한 후, 전용건의 동작 버튼을 눌러 줍니다. (2-3 참조)

2-1 전용 실린지와 별도 판매 부속품 사용법

■ 별도 판매 부속품




- ① 앰플병의 고무캡에 실린지 어댑터 또는 주사용 바늘을 꽂습니다.
실린지 / 어댑터 또는 주사용 바늘 / 앰플병 조립




- ② 실린지를 실린지 어댑터 또는 주사용 바늘에 연결하여 앰플을 정량으로 충전합니다. (0.5cc 이하)
전용건에 연결하기 전, 실린지에 공기가 들어 있는지 확인하고, 공기가 있을 경우에는 실린지 밑대를 밀어 공기를 빼줍니다.
- ③ 충전된 실린지를 전용건에 시계 방향으로 돌려 결합합니다.
- ④ 피부에 샷동작을 할 때, 피부 밀착도를 향상시키고, 앰플 누수를 방지하기 위해서 실린지 끝 분사구에 실린지 캡을 결합하여 사용하는 것을 권장합니다.

■ 실린지 · 실린지 캡 · 전용건 조립



2-2 컨트롤러 사용법



- ① 컨트롤러 버튼 중앙을 가볍게 눌러 원하는 모드(Face / Body)를 설정합니다.
- ② 컨트롤러를 좌우로 돌려 각 모드별 레벨(1~4)을 설정합니다.(좌 : 강도 감소 / 우 : 강도 증가)

2-3 전용건 · 실린지 사용법

- ① 전용건의 동작 버튼을 누르면 앰플이 토출됩니다.(1샷 / 1회 동작)
- ② 피부 접촉부위와 실린지는 직각(90도)이 되도록 밀착시킨 후, 동작 버튼을 누릅니다.
- ③ 앰플이 소진되면 충전된 실린지로 교체 사용합니다.
- ④ 1~4 레벨 출력 사용 시, 셋팅 된 출력 값으로 인해 일부 잔량이 분사가 안되는 경우에는 레벨을 한 단계 올려 사용합니다.

■ 모드와 부위별 권장 사용 레벨

페이스 모드 레벨 1~4		바디 모드 레벨 1~4	
레벨 1	눈 밑, 눈두덩, 다크써클	레벨 1~2	디톡스, 통증 관리 시, 전신 사용 (목, 어깨, 등, 팔, 다리, 무릎, 복부, Y존)
레벨 2	이마, 눈가, 관자놀이, 코끝 & 콧대	레벨 3~4	다이어트 관리 시, 전신 사용 (팔뚝, 등, 복부, 옆구리, 허벅지 등)
레벨 3	턱, 볼, 팔자주름		
레벨 4	이중턱, 사각턱, 목 등 두꺼운 피부층		

※ 레벨별 사용부위는 개인별 피부타입에 따라 차이가 있습니다.

3 주의 사항

■ 제품 관련 주의 사항

- ① 1시간 연속 사용 후에는 제품 발열 방지를 위하여 5~10분 후 다시 사용합니다.
- ② 실린더는 일회용이므로 절대 중복 사용을 금합니다.
- ③ 사용 시 실린더와 피부 사이에 공간이 생기지 않도록 잘 밀착시킨 후 분사해야 합니다.
- ④ 실린더와 피부를 너무 세게 밀착할 경우 공기압에 의해 분사가 안될 수 있으나, 이는 고장이 아니므로, 밀착의 정도를 재조정하여 분사합니다.
- ⑤ 본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 오작동으로 인해 화재, 감전, 상해의 우려가 있습니다.
- ⑥ 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마십시오.
- ⑦ 본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 전원을 끄고 케이블 선이 아닌 케이블의 끝단을 잡고 빼주십시오. 케이블에 의해 다치거나 본 기기가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.
- ⑧ 장기간 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 끈 상태에서 보관하십시오.
- ⑨ 어린이가 제품을 사용하지 못하도록 하십시오.

■ 사용 시 주의 사항

- ① 사용 부위에 붉거나 작은 혈적이 발현될 수 있으나, 이는 체질에 따라 일주일 정도면 회복됩니다.
- ② 얼굴 사용 당일에는 화장을 하지 말고, 외출이 필요할 시에는 자외선 크림을 사용합니다.
- ③ 사용 후 사우나 및 과도한 운동을 피합니다.
- ④ 켈로이드 피부, 얇은 피부, 알레르기 피부, 피부병, 고혈압 환자, 당뇨 환자는 사용을 금합니다.
- ⑤ 방사선 치료를 받고 있는 사람, 수술 후 회복되지 않은 사람은 사용을 금합니다.
- ⑥ 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마십시오.
- ⑦ 관리 후 사용 부위에는 진정팩이나 재생 크림을 발라주시고 부위를 깨끗하게 유지해야 합니다.

4 제품 사양

- 제품명 : 시나플러스(SYNAPLUS)
- 주요기능 : 솔레노이드
- 전원 : 100~240V
- 소비전력 : 50W
- 포장단위: 1 SET
- 중량 : 3.0kg
- 크기 : 160*330*160mm
- 제조국 : 대한민국
- 제조사 : (주)지씨에스



5 A/S 안내

- ① 보증 규정 :
출고 후 7일 이내 교환, 무상 수리 1년 (인위적인 손상이 아닐 경우)
- ② 다음의 경우 유상 수리 :
 - ① 사용 전원의 이상 및 접속기기 불량으로 인한 고장
 - ② 임의 수리, 구조 및 성능 개조로 인한 고장
 - ③ 사용자의 과실로 인한 제품의 파손, 멸실의 경우
- ③ 유상수리로 인한 배송 비용 고객부담

6 품질보증서

- 본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다.
- 보증 기간 확인이 어려운 경우, 제조일 후 3개월 경과한 날로부터 보증 기간을 적용합니다.
- 제품의 자체 생산 과정의 불량은 상태에 따라 무상 수리 또는 교환하여 드립니다.
- 보증 기간 이내라도 사용자의 과실에 의한 파손은 무상 수리가 적용되지 않습니다.
- 지정 서비스 센터 이외의 수리는 품질 보증에서 제외됩니다.
- 서비스 기간은 유·무상 수리 후 연장되지 않습니다.

제품명	SYNAPLUS		모델명	GSP-2000
시리얼 번호(S/N)				
구입처			구입처 전화	
구입 일자				
고객 정보	성명			전화번호
	주소			

* (주)GCS 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

GCS
We make the healthy beauty together
Healthcare

경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 33, 301호 ~ 327호
(상대원동, 성남센터엠지식산업센터)

Tel : 02 - 555 - 1536 | Fax : 02 - 3142 - 7670

서비스 센터 : 070 - 4350 - 6190 | A/S 신청 Home Page : www.gcscscv.co.kr